

## PT31 | Thermostat Peltier

El baño de agua electrónico- el termostato con elemento Peltier es un aparato potente y de múltiple uso, para la atemperación de refractómetros, polarímetros etc. Es muy robusto, compacto y simple de utilizar. Debido a su pequeño tamaño no quita lugar en el laboratorio.

### Datos técnicos PT31

Resolución	0.1 °C
Capacidad calefacción	30 W
Capacidad enfriamiento	15 W
Conexión a red	115-230 ~
Presión de bomba	2000 Pa
Potencia de bomba	20 l/h
Temperatura	8-40 °C
Precisión temperatura	±0.2 °C
Medidas	L/B/H 140 x 80 x 210 mm
Peso	1.5 kg

